


Zubehörkatalog

Accessories Animal Catalogue

ID: 19-96_100_2.2deen

Revision: 2

2023-04-04



Inhalt - Content

ERG Elektroden – ERG Electrodes	4
ERG-Jet Elektrode – ERG-Jet Electrode	4
Tier Elektroden - Animal Electrodes.....	4
Goldring Elektrode - Goldring Electrode	4
Kontaklinsenelektrode – Contact lens electrode	4
Kuijman Elektroden - Kuijman Electrodes	5
Konzentrische Subdermalnadel – Concentric Subdermal Needle	5
Sonstiges Zubehör – Other accessories	6
Optische Linse – Optical lens	6

Order – Hotline:

Phone: +49 3381 890 1035

Fax: +49 3381 890 2994

Mail: info@roland-consult.de



ROLAND CONSULT
Electrophysiology and Imaging


Roland Consult Stasche & Finger GmbH
Heidelberger Str. 7
14772 Brandenburg an der Havel
GERMANY

Alle vorhergehenden Ausgaben verlieren ihre Gültigkeit – All previous editions lose their validity.

ERG Elektroden – ERG Electrodes

ERG-Jet Elektrode – ERG-Jet Electrode

Anschlusskabel 1,5 mm DIN, steril
Connection cable 1,5mm DIN, steril



	Bestellnummer/ Order number
ERG Jet Elektroden ERG Jet Electrodes	
1 Stück 1 piece	1000-530-331-D
2 Stück 2 pieces	1000-530-332-D
1 Satz á 50 Stück 1 set of 50 pieces	1000-530-330-D

Tier Elektroden - Animal Electrodes

Goldring Elektrode - Goldring Electrode




	Bestellnummer/ Order number
Goldring Referenz Elektrode Goldring Reference Electrode	
1 Stück Goldring Referenz Elektrode 1 piece Goldring Reference Electrode	3100RC



Goldring Elektrode 0,25 mm Drahtdicke Goldring Electrode 0,25 mm wire thickness	
	D = 1 mm 3310RC
	D = 1,5 mm 3315RC
	D = 2 mm 3320RC
	D = 2,5 mm 3325RC
	D = 3 mm 3330RC
1 Stück verschiedene Durchmesser D 1 piece different diameters D	
Goldring Elektrode 0,50 mm Drahtdicke Goldring Electrode 0,50 mm wire thickness	
	D = 1,5 mm 3115RC
	D = 2 mm 3102RC
	D = 2,5 mm 3125RC
	D = 3 mm 3103RC
	D = 4 mm 3104RC
	D = 5 mm 3105RC
	D = 6 mm 3106RC
	D = 7 mm 3107RC
	D = 8 mm 3108RC
	D = 9 mm 3109RC
	D = 10 mm 3110RC
1 Stück verschiedene Durchmesser D 1 piece different diameters D	

Kontaklinsenelektrode – Contact lens electrode

Kabellänge 100cm
Cable length: 100cm




Tier Kontaktlinsen Elektrode
Animal contact lens Electrode

1 Stück
1 piece

Ratten
Rat

<i>Gewicht in g</i> <i>Weight in g</i>	<i>Linsen Ø in mm</i> <i>Lens Ø in mm</i>	<i>Basiskurve in mm</i> <i>Base curve in mm</i>	
ca.200	5,10	2,00	R200
250-300	5,80	2,25	R225
300-350	6,20	2,5	R250
350-450	7,00	2,75	R275
ca.500	7,50	3,00	R300
>500g	8,30	3,25	R325
	3,20	1,50	N30

Maus
Mouse



Koijman Elektroden - Koijman Electrodes

Komplett für ERG System ø 17 mm
Complete for ERG system ø 17 mm



Koijman Elektrode
Koijman Electrode

1 Stück
1 piece

1000-801-117

Konzentrische Subdermalnadel – Concentric Subdermal Needle

Verwendung als EEG
Use to EEG
Größe/ Size: 0,4x13mm



Konzentrische Subdermal Nadel mit Kabel
Concentric Subdermal Needle with cable

1 Stück mit 1,5mm Buchse
1 piece with 1,5mm socket

Stahl
steel

U51-426-G-D

Platin/Iridium
Platinum/Iridium

TER-S46-638

Konzentrische. Subdermal Nadel
Concentric Subdermal Needle



1 Stück mit 1mm Buchse
1 piece with 1mm socket

Stahl
steel

U51-000-G

1 Set von 3 Stück mit 1mm Buchse
1 set of 3 piece with 1mm socket

Stahl
steel

U51-003-G

Bestellnummer/
Order number

Nadel-Elektrode Verbindungskabel, 1,5mm DIN
Needle Electrode connection cable



1 Set mit 1,5mm Buchse
1 set with 1,5mm socket
Pack of 1, 1x rot
Pack of 1, 1x red

1223000010-RC-D

Pack of 3, 1x rot, 1x blau, 1x schwarz
Pack of 3, 1x red, 1x blue, 1x black

1223000030-RC-D

Pack of 5, 2x blau, 2x rot, 1x schwarz
Pack of 5, 2x red, 2x blue, 1x black

1223000050-RC-D

Sonstiges Zubehör – Other accessories

Optische Linse – Optical lens

Bestellnummer/
Order number



Optische Linse 100 Dioptrien
Optical lens 100 diopter

1 Stück für Maus - RETI-map
1 piece for mouse - RETI-map

1000-100-100-S